

流式細胞儀 --- FACSCanto 之基本原理與應用

產品專員 劉益年

美商必帝公司

E-mail : kenny_liu@bd.com



Helping all people
live healthy lives

大綱

- 實驗設計原理
- 流式細胞儀運作原理




Helping all people
live healthy lives

實驗設計原理


- 藉由螢光抗體標識細胞之抗原特性
- 藉由螢光化合物標識細胞特性
- 藉由螢光染劑標識細胞特性
- Cytometry Beads Array



Helping all people
live healthy lives



Helping all people
live healthy lives



淋巴球免疫分型

FITC	PE	使用原理
CD45	CD14	儀器可自動依據 CD45 與 CD14 之免疫螢光染色，測量三群白血球的比例，淋巴球 (CD45 Bright /CD14-/Low FSC/ Low SSC) ，單核球 (CD14+ /CD45 Intermediate/High FSC/Intermediate SSC) ，顆粒性球 (CD14 dim/ CD45 dim/High FSC/High SSC) ，細胞碎片與紅血球應是 (CD14-/CD45-/Low FSC/Low SSC) 。
IgG1	IgG1	根據陰性對照組之染色程度來劃分陽性/陰性之界線，依此界線在陰性對照的樣品中，假陽性(Quardrant1+2+4)不得超過百分之二。
CD3	CD19	T 細胞必須表達有 CD3+ 抗原，B 細胞表達有 CD19+ 抗原。此兩群細胞與 NK 細胞之總和應約略等於淋巴球的總數，可作為品管的指標。
CD3	CD4	CD4+ T 細胞必須同時表達有 CD3+ 與 CD4+ 抗原。
CD3	CD8	CD8+ T 細胞必須同時表達有 CD3+ 與 CD8+ 抗原。
CD3	CD16+ or CD56+	NK 細胞必須不表達有 CD3 抗原，同時表達有 CD16+ 或 CD56+ 抗原。NK 細胞與 T & B 兩群細胞之總和應約略等於淋巴球的總數，可作為品管的指標。




Helping all people
live healthy lives

訊息傳導


Receptor tyrosine kinases -
e.g. EGFR, Her2

- overexpressed or mutated in many cancers



治癌藥物

Targeting the ERK Pathway




實驗設計原理

- 藉由螢光抗體標識細胞之抗原特性
- 藉由螢光化合物標識細胞特性
- 藉由螢光染劑標識細胞特性
- Cytometry Beads Array



Helping all people
live healthy lives

Annexin V Assay



實驗設計原理


- 藉由螢光抗體標識細胞之抗原特性
- 藉由螢光化合物標識細胞特性
- 藉由螢光染劑標識細胞特性
- Cytometry Beads Array





Helping all people
live healthy lives

DNA 特異性染劑


Propidium



Ethidium








細胞周期位相的決定




Helping all people
live healthy lives

Sub G1



Helping all people
live healthy lives

Mitochondria Membrane Potential



Helping all people
live healthy lives

細胞增殖反應




Figure 1. Upon cell division, CFSE is distributed uniformly between daughter cells.





Figure 2. Profile of CFSE-labeled, PHA-stimulated (72 hrs) peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) analyzed by flow cytometry



Helping all people live healthy lives


實驗設計原理

- 藉由螢光抗體標識細胞之抗原特性
- 藉由螢光化合物標識細胞特性
- 藉由螢光染劑標識細胞特性
- **Cytometry Beads Array**



Helping all people
live healthy lives


Cytometric Beads Array (CBA)



Helping all people
live healthy lives

Beads Provide a Flexible Platform




Beads provide an expandable assay platform for use with a flow cytometer





Multiple sizes



Different intensities*



Different colors with different intensities




Helping all people live healthy lives

Advantages of Bead-Based Immunoassays

- Analyze multiple analytes simultaneously
- Reduced sample volume requirements
- Reduced hands-on time by parallel analysis of samples
- Wide dynamic range of fluorescence detection (requires fewer sample dilutions)



Helping all people
live healthy lives



Proteins Measured


- A. Interleukin (IL)-2
- B. IL-4
- C. IL-5
- D. IL-10
- E. Tumor Necrosis Factor- α
- F. Interferon- γ



Helping all people
live healthy lives

BD FACSCanto™


Figure 1-1 BD FACSCanto system



Helping all people
live healthy lives




Helping all people
live healthy lives



Helping all people
live healthy lives

流式細胞儀的工作原理



Helping all people
live healthy lives

流式細胞儀能測量：

- 散射光
 - 細胞大小 (前方散射光)
 - 細胞折射率 (側方散射光)
- 各色螢光



Helping all people
live healthy lives


綜合三個系統的功能：

- 液流系統:將細胞依序送到測量區受檢。
- 光學系統:產生並收集螢光、光散射等信號。
- 電子系統:
 - 將光學訊號轉換成電子訊號。
 - 分析所輸出的電流訊號，以脈衝高度、寬度、積分面積顯示。
 - 量化訊號並傳至電腦。



Helping all people
live healthy lives

液流系統




- 螢光
- 散射光




Helping all people
live healthy lives

FACSCanto 的液流系統



Helping all people
live healthy lives



Helping all people live healthy lives




- ❑ Compressor
- ❑ 10 or 20 L sheath reservoir
- ❑ 5 L rinsing solution
- ❑ 5 L shutdown solution



Helping all people
live healthy lives

Figure 1-2 Sample injection tube



10,000 events/sec




Helping all people
live healthy lives




Helping all people
live healthy lives

光學系統


Sensitivity : 100 FITC MESF, 50 PE MESF



Helping all people
live healthy lives





Helping all people
live healthy lives



Helping all people
live healthy lives

Cuvette Flow Cell & Fiber Optics



Helping all people
live healthy lives

螢光濾片






Figure 1-5 Octagon and trigon detector arrays






Helping all people
live healthy lives



FACSCanto 的光學系統



臺式機 BD FACSCanto 光學平臺



Helping all people
live healthy lives

Laser	Wavelength (nm)	Min. Power ^a (mW)	Commonly Used Fluorochromes
Coherent® Sapphire™ Solid State	488 (blue)	20	FITC, PE ^b , PE-Texas Red®, PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, PI
JDS Uniphase™ HeNe Air Cooled	633 (red)	17	APC, APC-Cy7



Helping all people
live healthy lives

BD FACSCanto – Default dyes

Instrument	Laser	Excitation Laser Line (nm)	Fluorescence Channel	Fluorochromes from BD Biosciences	
BD FACSCanto Flow Cytometer	Blue	488	Green	FITC	
			Yellow	PE	
			Red	PerCP	PerCP-Cy5.5
			Infra Red	PE-Cy7	
			Red	APC	
	Red	633	Red	APC	
			Infra Red	APC-Cy7	

Table 1

Validated fluorochrome combinations with the BD FACSCanto flow cytometer.



Helping all people live healthy lives


Table 1-1 Octagon and trigon optical filters

Detector Array (Laser)	PMT Position	LP Mirror	BP Filter or LP Mirror	Intended Dye
Octagon (488-nm blue laser)	A	735	780/60	PE-Cy7
	B	655	670 LP	PerCP-Cy5.5, PerCP
	C	556	585/42	PE
	D	502	530/30	FITC
	E	blank optical holder	488/10	Side scatter (SSC)
	F	blank optical holder	blank optical holder	—
	G	blank optical holder	blank optical holder	—
	H	blank optical holder	blank optical holder	—
Trigon (633-nm red laser)	A	735	780/60	APC-Cy7
	B	blank	660/20	APC




Helping all people
live healthy lives


電子系統




measured 10,000,000 times
every second



digitized into 16,384 levels





Helping all people
live healthy lives



Helping all people
live healthy lives



實驗數據的呈現




Helping all people
live healthy lives

常見的數據呈現

散點圖反映細胞形態



10 to 14 μm
Neutrophil



15 to 20 μm
Monocyte




8 to 10 μm
Lymphocyte



Helping all people
live healthy lives

直方圖分析報告



File: IS20924004
Date: 24-Sep-93
Total Events 6000
Gated Events 2785


M	Low, High	Events	%Gated	GMean	CV
0	0, 255	2785	100.00	106.55	35.70
1	108, 196	2270	81.51	231.20	6.06

CV=S.D./Mean



Helping all people
live healthy lives

散點圖分析報告







四象限統計 Quadrant Statistics

Gates: R1				
Gated Events: 2354				
Quad Stats				
FL1-H(Log) vs FL2-H(Log)				
Quadrant x,y: 83,72				
Quad	X-Mean	Y-Mean	Events	%Gated
UL	5.2	262.6	6	0.25
UR	252.9	977.9	1139	48.39
LL	3.4	2.0	508	21.58
LR	288.1	1.3	701	29.78



Helping all people
live healthy lives

免疫細胞分型



Running Samples with BD FACSDiva Software

The following topics are covered in this chapter:

- Instrument Startup on page 54
- Instrument Quality Control on page 57
- Optimization of Instrument Settings on page 68
- Data Recording and Analysis on page 79
- Daily Shutdown on page 90



Helping all people
live healthy lives




儀器之調試

- 設閾參數
- 閾值
- FSC / SSC 散點圖
- 螢光信號接受器 FL 1-4
- 自動化色差補償



Helping all people
live healthy lives


User Log In



Helping all people
live healthy lives

FACSDiva Workspace

Figure 2-1 BD FACSDiva workspace



常用螢光染劑





Instrument	Laser	Excitation Laser Line (nm)	Fluorescence Channel	Fluorochromes from BD Biosciences	
BD FACSCanto Flow Cytometer	Blue	488	Green	FITC	
			Yellow	PE	
			Red	PerCP	PerCP-Cy5.5
			Infra Red	PE-Cy7	
	Red	633	Red	APC	
			Infra Red	APC-Cy7	

Table 1
Validated fluorochrome combinations with the BD FACSCanto flow cytometer.




Helping all people
live healthy lives

Instrument Set Up



Helping all people live healthy lives

閾值的調整





A screenshot of a software interface showing a table of parameters and a value adjustment slider. The table has columns for 'Enabled', 'Detects', and 'Value'. A slider is positioned over the 'Value' column, with a 'pointer' label pointing to the value '300'.

Enabled	Detects	Value	
<input checked="" type="checkbox"/>		831k	
<input type="checkbox"/>	SSC	5100	
<input type="checkbox"/>	Blue_1	FITC	200
<input type="checkbox"/>	Blue_C	PE	200
<input type="checkbox"/>	Blue_B	PerCP	200
<input type="checkbox"/>	Blue_A		200
<input type="checkbox"/>	Red_1	APC	200
<input type="checkbox"/>	Red_2		200




Helping all people live healthy lives

散射光信號的調整



Helping all people
live healthy lives

散射光信號的調整 Cell Line









Helping all people
live healthy lives



自體螢光信號的調整

Detector		Voltage
PSC		590
Blue_C	FITC	545
Blue_C	PE	590
Blue_B	PerCP	410
Blue_L		500
Red_B	APC	474
Red_L		500

pointer




自體螢光信號的調整 2-3C




Helping all people
live healthy lives

螢光補償調整 (The Problem)



螢光補償調整 (The Problem)



$$FL1 = FITC + x\% PE$$

$$FL2 = PE + y\% FITC$$

Remember the basic assumption of flow analysis:

The signal in FL1= the signal from FITC and only FITC and
the signal in FL2= the signal from PE and only PE.

This is NOT TRUE for the raw data!


The process by which each fluorescence channel is "corrected" for this spectral overlap is termed *Fluorescence Compensation*



Helping all people
live healthy lives


螢光補償調節

FL-2(PE)




FL-1(FITC)

FL2 - %FL1
(18 - 30%)



FL1 - %FL2
(0 - 1%)




Create Compensation Controls




Include separate unstained control tube/well

Fluorophore	Label
FITC	Generic
PE	Generic
PerCP-Cy5-5	Generic
PE-Cy7	Generic
APC	Generic
APC-Cy7	Generic

Add Delete OK Cancel




Helping all people
live healthy lives



Helping all people
live healthy lives

選擇 “Instrument>Instrument Setup>Calculate Compensation” 命令。



A window titled "Spectral Overlay" with a blue header bar. It displays a table with the following data:

Primary Channel	FTC	FL	PerCP_Cy5	PE_C	APC_C	APC
Exc_D (FTC)	100	0	0	0	0	0
Exc_C (PE)	0	100	0	0	0	0
Blue_C (PerCP_Cy5)	0	0	100	0	0	0
Red_A (PE_Cy7)	0	0	0	100	0	0
Red_B (APC_Cy7)	0	0	0	0	100	0
Red_A (APC)	0	0	0	0	0	100

At the bottom of the window, there is a dropdown menu currently set to "Spectral Overlay".



Helping all people
live healthy lives

FACSCanto 各部構造



Helping all people
live healthy lives

正確開機程序

1. 開啟主電源。
2. 開啟電腦。在密碼登錄框中，輸入BDIS，按Enter。
3. 開啟 BD FACSDiva 軟體。
4. 確定軟體與細胞儀完成連線。
5. 完成連線後，檢視各項試劑液面是否正常。
6. 等待細胞儀自動完成液流啟動程式。
7. 當液流啟動程式完成後，請點選OK。
8. 檢視雷射是否暖機完成。

整個程序約需5~10分鐘。



Helping all people
live healthy lives



上機檢查程序

1. 檢品濃度調至 1×10^6 cells/ml？一般只需0.5 ml。
2. 是否已小心地去除檢品中之細胞團塊。
3. 是否已將檢品放至FALCON 2052 試管中？試管是否有裂痕？
4. 是否有足量專用鞘液？是否已將廢液倒掉？
5. 是否已執行Auto Clean？
6. 系統氣壓讀數55~65 Psi？
7. 是否已將液體過濾器中之氣泡排空？
8. 請填寫使用登記表。



Helping all people
live healthy lives

建議使用之鞘液液體

1. FACSTflow (BDIS)
2. 經0.22um過濾之自備含0.05%NaN₃之 PBS


不鼓勵使用下列溶液作為鞘液液體之用：

- Fisher Hematology Diluent
- Isoton III
- Isolac D
- DI water



Helping all people
live healthy lives

Figure 2-7: Acquisition controls unique to the BD FACSCanto




Low: 样品流速= 10 μl /min
Medium: 样品流速= 60 μl /min
High: 样品流速=120 μl /min



Helping all people
live healthy lives

檢體吸取區(SIT)




Helping all people
live healthy lives

Remove Tube 正確步驟

步驟要確實：〔 to minimize carry over between samples 〕

1. 在Acquisition Controls視窗中，點Remove tube；此時，會出現一個進程顯示對話框。
2. 右手握著小管，左手將Aspirator arm向左搬到底。
3. 取下樣品管。
4. 放開左手，使Aspirator arm回到中央；此時，SIT會自動清洗；清洗完成後，進程顯示對話框會自動消失，在清洗動作完成前，請勿放下一管。




Helping all people
live healthy lives

儀器清洗與關機正確步驟

清洗步驟要確實：〔尤其是使用PI之後〕

1. 取 3 ml FACSClean (10%Bleach) 上樣品。
2. 在Acquisition control上，按Acquire。
3. 讓儀器在Medium Flow Rate模式下，Acquire 5 分鐘，再按Acquire以中止收取。取下樣品管。
4. 換上 3 ml dH2O上樣品。
5. 在Acquisition control上，按Acquire。
6. 讓儀器在Medium Flow Rate模式下，Acquire 5 分鐘，再按Acquire以中止收取。取下樣品管。
7. 點選 Instrument > Fluidics Shutdown。液流系統關閉中，會出現下方進度報告。
8. 在允許關閉系統的對話框中，點選OK。
9. 關閉電腦，關閉細胞儀。



Helping all people
live healthy lives

公共儀器的維護



人人有責



Helping all people
live healthy lives