

立人醫事檢驗所公告

LZ-QP-0901-04

主 旨	運鐵蛋白 Transferrin 和結合蛋白 Haptoglobin 變更操作儀器，修訂參考區間公告。		
公告部門	血液鏡檢	公告日期	2026 年 9 月 14 日
執行日期	2026 年 10 月 01 日	公告編碼	115091401

內容：

1. 檢驗項目運鐵蛋白 Transferrin 因更換操作儀器，故修訂分析與報告範圍、生物參考區間。

	(原)儀器	(新)儀器
健保代碼	12048C	12048C
項目	運鐵蛋白 Transferrin	運鐵蛋白 Transferrin
原理	免疫比濁法	免疫比濁法
檢體需求	血清	血清
檢體保存	冷藏	冷藏
分析範圍	14-560	35-560
報告範圍	14-2240	9-896000
單位	mg/dL	mg/dL
參考區間	201-352 mg/dL	200-360 mg/dL
報告時效	1 天	1 天
相關係數(R2)	0.975	

2. 檢驗項目結合蛋白 Haptoglobin 因更換操作儀器，故修訂分析與報告範圍、生物參考區間。

	(原)儀器	(新)儀器
健保代碼	12046B	12046B
項目	結合蛋白 Haptoglobin	結合蛋白 Haptoglobin
原理	免疫比濁法	免疫比濁法
檢體需求	血清	血清
檢體保存	冷藏	冷藏
分析範圍	26-400	26-830
報告範圍	2.6-800	7-1328000
單位	mg/dL	mg/dL
參考區間	32-197 mg/dL	30-200 mg/dL
報告時效	1 天	1 天
相關係數(R2)	0.981	

僅此敬告修正，通知事項同步公告於本所網頁 <http://www.lezer.com.tw>

